




Das bewährte Standard-Mietbett

Höhenverstellbar, erleichtert die Pflege zu Hause für Patienten und Pflegende.


Einfache, sichere Bedienung




Masse

- Länge 215 cm
- Breite 115 cm
- Liegefläche 90 x 200 cm
- Belastbarkeit 200 kg

Handscharter 24 Volt
Die Bedienung mit dem ergonomisch konzipierten Handscharter ist auch für ungelenkte Hände sicher und einfach



Die ideale Unterstützung beim Aufstehen:
Die Höhenverstellbarkeit.



Standard-Ausführung, 2-motorig

- Länge Rückenstütze 78 cm
- Kopfteil, mot. verstellbar 0 - 80 °
- Bettenhöhe, mot. verstellbar 37 - 76 cm
- Fusshochlagerung, manuell 0 - 20 °

Ein sicheres Gefühl geben die integrierten Seitengitter. Die schön geformten Holzholme können auf beiden Seiten einfach hochgezogen und abgesenkt werden.


Ein höhenverstellbares Pflegebett schont den Rücken der Pflegenden



3-teilige Liegefläche

Spezial-Ausführung, 3-motorig

zusätzlich Knieknick verstellbar



4-teilige Liegefläche
Fowlerstellung manuell einstellbar

