

# Pflegebett Arminia III

**FAVOTERM**  
Pflegebetten & Hilfsmittel



Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt,

Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar.

Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. M

Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Kopf und Fußteilhauben in Buche Dekor/Buche massiv.

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

## Masse

Länge	220 cm
Breite	101 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Belastbarkeit	185 kg



Handschalter 24 Volt mit selektiver Sperrfunktion



Fusstieflagerung Unterschenkellehne manuell einstellbar



Hochwertige und robuste Tente-Qualitätsrolle



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem)



## Standard-Ausführung, 4-motorig

Bettenhöhe, mot. verstellbar	40 - 80 cm
Seitengitter-Schutzhöhe ca.	38 cm

Das Pflegebett „Arminia III“ ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Der Holzbau vermittelt in wohnliches Ambiente. Ein Bett in dem sich der Bewohner sehr wohl fühlt.

www.favoterm.ch

**Favoterm AG** Pflegebetten & Hilfsmittel

Unterzil 8, 9245 Oberbüren / 0800 313 444 / info@favoterm.ch

