



**B74 - Trommelbremsen**



**B05 - höhen-verstellbare  
Armlehnen**



**B78 - Kippschutz**

# V200

l e i c h t



5 Armpolstertiefen

Abklappbare, abnehmbare  
und höhenverstellbare  
Armlehnen (5 Positionen)

Abklappbare und  
abnehmbare  
Fußstützen

Einstellbare Fußplatten

Steckachsen für  
einfache und schnelle  
Entfernung der Räder

Einstellbare Sitztiefe



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Angaben V200

Gesamtbreite*	Sitzbreite	gefaltet	Rückeneigung	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	max. Belastbarkeit
590	390	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
620	420	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
640	440	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
660	460	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
680	480	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130
700	500	320	5°	220 - 240	440 - 530	955	1000	440 - 460	400	130

  

Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Bodenfreiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten
16,5	7°	10°	60	1500	200	22" - 24"

\*Gesamtbreite mit Trommelbremse + 30 mm

Crash getestet nach ISO-Norm 7176-19 - Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

## Modell V200

Der V200 ist ein Leichtgewicht-Rollstuhl für temporäre oder permanente Verwendung mit optimalen Anpassungsmöglichkeiten:

- 4 Sitzhöhen
- 2 Sitztiefen
- 5 Armlehnenhöhen
- 5 Armpolstertiefen
- 5 Positionen der Sitzkantelung 0° - 10°
- eine umfangreiche Zubehörpalette

## Farben



## Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

## Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.