

Pluo

DUSCHSTUHL

Pluo ist ein komfortabler, hygienischer und moderner Duschstuhl. Sitz und Rückenlehne sind bequem und bestehen aus leicht zu reinigendem Kunststoff. Durch die spezifische Sitzhöhe kann der Stuhl über die meisten Standardtoiletten gefahren werden. Mit den blauen und weißen Farben wirkt der **Pluo** zeitgemäß und erfrischend.



Pluo Modell mit 24" Rädern



Pluo Modell mit 5" Rädern

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Informationen **Pluo**



600
680*

225

480

1035

515

920

450

720
910*

9,7
14*

150

*Modell mit 24" Rädern - Maße in mm, Gewicht in kg. Gewicht und Winkeln (15 mm en 1,5 kg) sind möglich.

Optionen



Seitenpelotten



Toiletteneimer



Sicherheitsgurt



Abnehmbare Gelpads




Rückenlehne in PU-Material



Sitz in PU-Material



Sicherheitsgurt



Einstellbare Sitzhöhe (515 - 605 mm)
nur für das Modell mit 5" Rädern



Verstellbare Kopfstütze



Separate Bremsen an jedem der 4
Räder, nur für das Modell mit 5" Rädern

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)

Tel.: +41(0)33 335 14 75
Fax: +41(0)33 335 14 67

www.vermeiren.ch - info@vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhandler in Ihrer Nähe.

FAVOTERM
Pflegebetten & Hilfsmittel



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.