


Albatros

Aktivlifter



Schnellentriegelung
zum Falten des Lifters

Stabile
Schiebegriffe

Sichere Aufhängung
für Sitzgurt

Steuerelektronik
mit Notaus-
Schalter und
Fernbedienung

Unterschenkelstütze
tiefen- und höhenverstellbar

Fußbedienung
des Spreizgestells

Niedrige Unterfahrbarkeit
von 11,15 cm

Doppelrollen
mit Fußbremse

Auf- und Abbau
ohne Werkzeug

Stabile Doppelrollen

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Angaben Albatros

Modell	max. kg	Tiefste Position	Höhe Position	Gesamtlänge	Breite ungespreizt	Breite gespreizt	Höhe gefaltet	Gewicht
Albatros	150	1040	1739	1046	584	945	500	45

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.

Aktivlifter für den Transfer und Transport

GURTSYSTEME


erhältlich in den Größen M - XL

M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg



Gepolstertes Sitztuch aus hochwertig vernähtem und waschbarem Material.

Zu unserem stabilen Aktivlifter erhalten Sie verschiedene Gurtsysteme, die die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer erfüllen, entweder als gepolsterte Version oder als Gurtsystem in Netzstruktur.



Lagerung hochkant möglich

Zuverlässig und sicher

Einfachste Bedienung und höchster Sicherheitsstandard machen den Aktivlifter zu einem zuverlässigen Partner für den Transfer und den Transport von Personen.



Gestellfarbe

C29
grau

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

FAVOTERM
Pflegebetten & Hilfsmittel

Technische Änderungen vorbehalten.